



RECOLIGHT
BOX




Ganzkörper Photobiomodulation

Licht an, Stress aus – Entdecke Recovery Light Box.

Agenda



3	Einflussnahme der RecoLight Box auf den Körper	10	RecoLight Box Essential
4	RecoLight Box	11	RecoLight Box Advanced
5	Was ist PDT	12	RecoLight Box Advanced
6	Anwendungsgebiete	13	RecoLight Box Elite
7	Our Mission and Vision	14	RecoLight Box Elite
8	RecoLight Box Essential	15	RecoLight Box Serie
9	RecoLight Box Essential	16	Einladung



Einflussnahme der RecoLight Box auf den Körper

- ▶ **Schmerzreduktion**
- ▶ **Hautregeneration**
- ▶ **Zelluläre Gesundheit**
- ▶ **Durchblutungssteigerung**
- ▶ **Entzündungshemmung**
- ▶ **Stressabbau und Entspannung**
- ▶ **Energiesteigerung**
- ▶ **Immunsystemstärkung**
- ▶ **Schlafqualitätsverbesserung**
- ▶ **Muskelerholunghmerzreduktion**



Entdecken Sie die RecoLight Box: Revolution in der Ganzkörper-Photobiomodulation

Willkommen in der Welt der RecoLight Box Essential, Ihrem umfassenden System für **Ganzkörper-Photobiomodulation**. Dieses hochmoderne Gerät setzt neue Maßstäbe in **Qualität, Sicherheit** und **Benutzerfreundlichkeit** und bringt die **fortschrittlichste Photobiomodulationstherapie** direkt in Ihr **Zuhause** oder Ihre **medizinische Einrichtung**.

Die RecoLight Box Essential wurde mit dem **Ziel** entwickelt, Ihre **Gesundheit** und Ihr **Wohlbefinden** effektiv zu fördern. Sie bietet ein breites Spektrum an therapeutischen Anwendungen, angefangen bei der **Schmerzlinderung** bis hin zur **Verbesserung** der **Hautgesundheit**. Dieses intuitiv bedienbare PBM-Gerät ermöglicht es Ihnen, die therapeutischen Vorteile der **Lichttherapie** in der **Bequemlichkeit** Ihrer eigenen Umgebung zu erleben.

Ob Sie sich für das vielseitige **Reco Essential Box** Modell oder die **exklusive Reco Light Box Elite** entscheiden – beide Varianten repräsentieren die **Spitze** der **Photobiomodulationstechnologie**. Sie sind konzipiert, um Ihr Wellness-Erlebnis grundlegend zu verändern und eine neue Ära der Gesundheitspflege und des persönlichen Wohlbefindens einzuläuten.

Was ist Photodynamische Therapie (PDT) RecoLight Box?

Die PDT RecoLight Box nutzt eine fortschrittliche Form der **Photodynamischen Therapie**. Diese innovative Methode kombiniert **über 90% sichtbares Licht im Bereich von 600-700nm mit etwa 10% Infrarotlicht (700-4000nm)**. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass diese spezielle Lichtzusammensetzung bei **Bestrahlung des Körpers Lichtenergie in Wärme- und chemische Energie umwandelt**. Diese Umwandlung führt zu biologischen **Kettenreaktionen wie Photolyse, Photooxidation, Photopolymerisation und Photosensibilisierung**. Die resultierenden Prozesse erzeugen bedeutende biologische Effekte, die verschiedene therapeutische Wirkungen hervorrufen.

Technisches Prinzip der PDT RecoLight Box



Das Prinzip der **PDT** basiert auf der Verwendung **spezifischer Lichtwellenlängen**, um **Molekülschwingungen** und **thermische Effekte** zu verursachen. Diese fördern die **Absorption** verschiedener **Elemente** im Körper und **öffnen Mikrozirkulationskanäle**. Dies **verbessert die Blutzirkulation, beschleunigt die Eliminierung von kranken oder abgestorbenen Zellen, fördert den Stoffwechsel, stärkt die Selbstheilung und die Zellregeneration**. PDT wird zur unterstützenden Behandlung von **Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schmerzen, Entzündungen** und anderen Zuständen eingesetzt. Sie verbessert auch die körpereigene Immunität, dient der Gesundheitspflege und bekämpft suboptimale Gesundheitszustände.

Darüber hinaus kann die photodynamische Therapie der RecoLight Box Lichtenergie effektiv in biologische Energie umwandeln. Sie wirkt auf die **Mitochondrien** in Zellen des **subkutanen Gewebes** und erzeugt eine **photochemische biologische Reaktion**. Diese aktiviert das **Cytochrom-Oxidase C-Enzym in den Mitochondrien**, was die **Synthese von DNA und RNA beschleunigt** und die **Bildung von Kollagen** und faserigem Gewebe anregt. Dieser Prozess **repariert beschädigte** Hautzellen und stärkt die Haut. Die Therapie fördert auch die Bildung von **Fibroblasten** und die **Phagozytose von Pigmentzellen**, wodurch die Haut aufgehellt und der Teint klarer und strahlender wird.

PULSE LIGHT THERAPY

The lights activate ATP(energy within body tissues), stimulating white blood cells to repair damaged tissues and increase collagen production. ATP triggers the production of endorphins, promoting chronic and acute pain relief.

CHOOSE YOUR FREQUENCY



Anwendungsgebiete:

Fühl das Licht, spür die Erholung – mit **Recovery Light Box**



**Medizin
&
Gesundheit**



**Profisport
&
Fitness**



**WELLNESS
&
BEAUTY**

Die **RecoLight Box** ist ein vielseitiges **Photobiomodulationsgerät**, das drei Hauptanwendungsbereiche abdeckt:

medizinische und therapeutische **Anwendungen** für **Schmerzlinderung** und **Wundheilung**, **kosmetische** und hautpflegende Anwendungen für Hautgesundheit und **Anti-Aging** sowie Wellness-Anwendungen zur Steigerung des persönlichen **Wohlbefindens**, **Stressreduktion** und **Verbesserung** der Schlafqualität. Zusätzlich bietet die RecoLight Box auch spezifische Vorteile für Sportler, wie beschleunigte Muskelerholung und verbesserte Leistungsfähigkeit. Diese breite Palette an Funktionen macht die RecoLight Box zu einem umfassenden Werkzeug für **Gesundheit**, **Schönheit**, **persönliches Wohlbefinden** und **sportliche Leistung**.

Our Mission and Vision

Mission

Verbesserung der Lebensqualität durch fortschrittliche **Photobiomodulationsgeräte**, die sicher, effektiv und benutzerfreundlich sind, um **Gesundheit, Schönheit** und **Wohlbefinden** zu fördern.

Vision

An der **Spitze** der **Photobiomodulationstechnologie**, um die **ganzheitliche** Gesundheitspflege zu **revolutionieren** und eine **bessere Lebensqualität weltweit** zu ermöglichen.



RecoLight Box Essential

Produktdetails und Leistungsmerkmale

- **LED'S:** 28512
- **Wellenlängen:** 633nm:660nm:810nm::850nm:940nm
- **Steuerungssystem:** Ermöglicht die individuelle Anpassung jeder Wellenlänge
- Inklusive **Frequenzeinstellung** und **Betriebszeitkontrolle**.
- **Optionales drahtloses Steuerungstablet** für erweiterte Bedienungsfreiheit.
- **Gesamtleistung:** 2851W
- **LED-Lebensdauer:** 100.000 Stunden
- **Sitzungsdauer:** 1-25 Minuten
- **Verfügbare Farben:** Weiß / Schwarz
- **Spannung:** 230V
- **Bluetooth Musik System**
- **Steuerung:** LCD-Bedienfeld
- **Nettogewicht:** 110 kg
- **Größe:** 1920 x 880 x 950 mm (L*B*H)

RECOLIGHT
BOX

RECOLIGHT
BOX

RecoLight Box Essential

Produktdetails und Leistungsmerkmale

Die **Reco Light Box** ist ein **fortschrittliches LED-System**, das **effiziente Photobiomodulationstherapie** durch die Kombination von **vier** spezifischen **Wellenlängen** ermöglicht:

- **633nm Rotes Licht:** Fördert die Hautgesundheit.
- **660nm Nahinfrarotlicht:** Ideal für Tiefengewebebehandlung und Schmerzlinderung.
- **810nm Nahinfrarotlicht:** Förderlich für die Regeneration nach Gehirnoperationen.
- **850nm Nahinfrarotlicht:** Unterstützt zelluläre Heilung und Regeneration.
- **940nm Nahinfrarotlicht:** Bietet tiefe Gewebedurchdringung.
- **Optional mit externen Steuerungstablet erhältlich.**

RECOLIGHT
BOX

RECOLIGHT
BOX

RecoLight Box Advanced

Produktdetails und Leistungsmerkmale

- **Licht:** 26040 LEDs
- **Wellenlängen:** 633nm:660nm:810nm::850nm::940nm
- **Steuerungssystem:** Ermöglicht die individuelle Anpassung jeder Wellenlänge
- Inklusive **Frequenzeinstellung** und **Betriebszeitkontrolle**.
- Optionales drahtloses Steuerungstablet für erweiterte Bedienungsfreiheit.
- **Gesamtleistung:** 3325W
- **LED-Lebensdauer:** 100.000 Stunden
- **Sitzungsdauer:** 1-25 Minuten
- **Verfügbare Farben:** Weiß / Schwarz
- **Spannung:** 230V
- **Bluetooth Musik System**
- **Steuerung:** LCD-Bedienfeld
- **Nettogewicht:** 300 kg
- **Größe:** 2146 x 1034 x 889 mm (L*B*H)

RecoLight Box Advanced

Produktdetails und Leistungsmerkmale



Wellenlängen:

- **633nm Rotes Licht:** Fördert die Hautgesundheit.
- **660nm Nahinfrarotlicht:** Ideal für Tiefengewebebehandlung und Schmerzlinderung.
- **810nm Nahinfrarotlicht:** Förderlich für die Regeneration nach Gehirnoperationen.
- **850nm Nahinfrarotlicht:** Unterstützt zelluläre Heilung und Regeneration.
- **940nm Nahinfrarotlicht:** Bietet tiefe Gewebedurchdringung.
- **Optional mit externen Steuerungstablet erhältlich.**

RecoLight Box Elite

Produktdetails und Leistungsmerkmale



- **Licht:** 416000 LEDs
- **Wellenlängen:** 633nm:660nm:810nm:850nm::940nm
- **Steuerungssystem:** Ermöglicht die individuelle Anpassung jeder Wellenlänge
- Inklusive **Frequenzeinstellung** und **Betriebszeitkontrolle**.
- **Optionales drahtloses Steuerungstablet** für erweiterte Bedienungsfreiheit.
- **Gesamtleistung:** 5200W
- **LED-Lebensdauer:** 100.000 Stunden
- **Sitzungsdauer:** 1-15 Minuten
- **Verfügbare Farben:** Weiß / Schwarz
- **Spannung:** 230V
- **Bluetooth Musik System**
- **Steuerung:** LCD-Bedienfeld
- **Nettogewicht:** 400 kg
- **Größe:** 2250 x 1230 x 1080 mm (L*B*H)

RecoLight Box Elite

Produktdetails und Leistungsmerkmale



Wellenlängen:

- **633nm Rotes Licht:** Fördert die Hautgesundheit.
- **660nm Nahinfrarotlicht:** Ideal für Tiefengewebebehandlung und Schmerzlinderung.
- **810nm Nahinfrarotlicht:** Förderlich für die Regeneration nach Gehirnoperationen.
- **850nm Nahinfrarotlicht:** Unterstützt zelluläre Heilung und Regeneration.
- **940nm Nahinfrarotlicht:** Bietet tiefe Gewebedurchdringung.
- **Optional mit externen Steuerungstablet erhältlich.**

RecoLight Box-Serie:

Essential, Advanced, Elite – Innovation für Ihre Gesundheit



Essential

24.550 Euro Netto



Advanced

34.550 Euro Netto



Elite

42.550 Euro Netto

The image shows a sleek, dark grey light therapy box on wheels. The interior is illuminated with a bright red light. The box is positioned in a room with a large window and a potted plant. The text is overlaid on a red banner at the bottom left.

**Fühlen Sie die Kraft der Lichttherapie
mit RecoLight Box**

.Qualität, die man spüren kann. Die Innovation für mehr Lebensqualität.

EINLADUNG

Hiermit laden wir Sie herzlich zu einem ausführlichen, unverbindlichen Gespräch und Test ein!
Termin direkt vereinbaren unter:

DIETMAR MANZ GESCHÄFTSFÜHRER

+49 (0) 7541-9710925

+49 (0) 171-7375928

info@cryo-box.ch

DANIEL MANZ SALES MANAGER

+49 (0) 151 - 16159822

daniel.manz@cryo-box.de

Wir freuen uns auf Sie,

Dietmar und Daniel Manz

